

- 振動で朝の目覚めをサポートする -

スマホと連動する ワイヤレスベッドシェーカ

vibio

iPhone&Android対応



Vibioアプリのダウンロード

Android

- 端末のPlay ストアのアイコンをタップしてPlayストアを開きます。
- Playストアの検索で Vibio Bellman と検索します。

iPhone

- 端末のApp Storeのアイコンをタップして App Store を開きます。
- App Store の検索で Vibio Bellman と検索します。




Play ストア



App Store

Play ストア
または
App Store
を
開きます

Vibio
Bellman
で検索



Vibioアプリのダウンロード

※AndroidとiPhoneで画面が異なる場合があります

- Vibioが見つかったらインストールします。
- インストールが完了するとAndroid端末上にVibioのアイコンが現れるのでタップして起動します。



Vibioをインストール
します

Vibioをタップすれ
ばいつでもVibioが
起動します




Vibio

Vibioシェーカのペアリング


※AndroidとiPhoneで画面が異なる場合があります

- Vibioアプリを起動すると、アクセスの許可を求める通知が何度か出るので、全て「許可」をタップしてください。
- その後Vibioを設定するをタップします。
- 画面の内容を確認して、次へをタップします。



Vibioの端末情報へのアクセスを許可します


何度か画面が変わるので次へをタップします



Vibioシェーカのペアリング

※AndroidとiPhoneで画面が異なる場合があります

- Vibioのスイッチを入れる。の画面になったら、Vibioシェーカのプルタブを引き抜いて電源をOnにしてください。
- ペアリングは自動的に始まります。
- ペアリングに失敗すると、うまくいきませんか？の画面になるので、次へをタップして再度ペアリングをしてください。



Vibioシェーカの電源をOnにします

失敗しても繰り返せるので大丈夫です



Vibioシェーカのペアリング

※AndroidとiPhoneで画面が異なる場合があります

- ペアリングに成功すると、Vibioを見つけました！の画面になります。
- 自動的に処理が進むのでしばらくお待ちください。
- ペアリングに失敗すると、うまくいきませんか？の画面になるので、次へをタップして再度ペアリングをしてください。
- ペアリングの処理が終わると、Vibioアプリのホーム画面が表示されます。
- SMSと電話の通知を受けるための許可を求めるメッセージが表示されるので許可をタップしてください。



タップするとVibio
シェーカが振動し
ます

SMSメッセージと電
話に関する表示が
出るので許可しま
す



ペアリングがうまくいかない場合


※AndroidとiPhoneで画面が異なる場合があります

- Vibioシェーカの電源をOnにした時にシェーカの2個のLEDランプが点かない場合、充電が十分ではありません。Vibioシェーカに充電ケーブルを接続して充電をしてください。ケーブルを繋いだままでも操作は可能です。
- Vibioシェーカの赤いストラップをLEDが青く点滅するまで引っ張ってください。再度 Vibioアプリのペアリングの画面を開いてください。



LEDは点きますか？

再度
ペアリングの
設定をします



ペアリングがうまくいかない場合


※AndroidとiPhoneで画面が異なる場合があります

- 電源スイッチの横にあるリセット用の穴をクリップの先などで押してください。その後再度ペアリングをしてください。
- 端末の設定画面からBluetoothをOffにしてください。BluetoothをOnにして、再度ペアリングの☒操作を行ってください。
- 以前に他の端末とVibioシェーカを接続したことがある場合は、他の端末のBluetooth機能をOffにしてペアリングの操作を行ってください。



Vibioシェーカをリセットします

BluetoothをOffにします。再度Onにしてペアリングをします



アラーム時刻の設定

※AndroidとiPhoneで配置などが異なります

- ホーム画面の+ボタンをタップするとアラーム設定画面になります。画面の時刻を上下に動かしてアラーム時刻をセットします
- 繰り返す曜日をタップして選択します。
- ラベルには、平日、月水金、休日などわかりやすい名前をつけます。そのままでも構いません。
- サウンドをタップするとアラーム音の選択ができます。
- 最後に必ず保存をタップしてください。



+ ボタンを
タップします

アラーム設定画面



アラームを設定します

繰り返す曜日を選択します

ラベルに名前をつけます


アラーム音を選びます

保存をタップします

アラーム時刻の設定


※AndroidとiPhoneで配置などが異なります

- アラームは複数設定できるので、同じ曜日の朝と夜など複雑な設定も可能です。
- アラーム音はVibioシェーカからではなく、スマートフォンからなります。
- 音楽は、端末に保存されている所有権のある音楽以外は選択できません。Apple musicなどの音楽はプロテクトされているので選択できません。iTunes storeなどで購入したプロテクトのかかっていない音楽は選択できます。
- 不要になったアラームは、ホーム画面で上か下にスワイプすると消去できます。



購入した音楽が
選べます

アラームは複数
設定できますし
不要なアラーム
はスワイプで消
去できます



電話・SMSの通知や振動の強さの設定

※AndroidとiPhoneで配置などが異なります

- 電話着信時とSMS着信時の通知の設定や振動の強さの設定は、設定画面から行います。
- 設定画面はiPhoneはホーム画面の歯車のマーク、Androidは三本線のマークをタップします。
- Vibioシェーカの再接続もこの画面から行えます。
- AndroidのHelp画面は、この設定画面から呼び出せます。




iPhoneの設定画面は歯車をタップ

Androidの設定は左上の三本線をタップ



各種表示とヘルプ

- ホーム画面下部では、次のアラーム時刻、次のアラームまでの残り時間、電話着信通知、SMS着信通知の状態がわかります。
- ホーム画面上部では、Vibioシェーカの接続状況、Vibioシェーカのバッテリー残量の状況がわかります。
- より細かい使い方はHelpを参照してください。iPhoneはホーム画面の？マーク、Androidは設定画面のHelpをタップするとHelpを参照することができます。



ホーム画面では
次のアラーム時刻
やVibioシェーカの
状態がわかります

詳細はHelp
を参照して
ください



トラブルシューティング

どうしても設定がうまくいかない時、結構単純なことが原因だったりします

- Vibioシェーカと接続ができない
 - 端末のBluetooth機能はOnになっていますか？
- 設定したアラーム音がならない
 - 端末のサウンドスイッチがOffになっていませんか？
 - 音量がミュートになっていませんか？
- 電話やSMSの通知をOnにしたのに通知しない
 - おやすみモードがonになっていませんか？

確認してください

サウンドの設定



Bluetoothの設定



おやすみモードの設定



通知の設定

