

# ベルマンミノ用音声認識ケーブル

このケーブルは

- ・ 分配ケーブル
  - ・ 入力音声調整コントローラ
  - ・ スマホ接続用ケーブル
- の3種類で形成されています

このジャックには

スピーカや  
ヘッドホンをして  
ミノで聞きやすく調整  
した音声を聞きます

この3本線のフラグ  
をスマホやタブレット  
に接続します

スマホやタブレットに  
入力する音声をこの  
コントローラで調整します

ベルマンミノの指向性マイク、無指向性マイク  
Tコイル、オーディオケーブルから音声を  
取り込み、聞きやすい音声に調整できます

この3.5mmのフラグ  
をベルマンミノ  
のイヤホンジャック  
にさします

